

## Manuel d'utilisation

### Pilulier électronique 4 alarmes 28 cases Medelert (Réf. 113903)



Merci d'avoir choisi le pilulier Medelert, distributeur de médicament automatique sécurisé, simple à utiliser, avec un panier à médicament de grande capacité. il permet de programmer de 1 à 4 alarmes par jour le panier à pilules contient 28 cases.

#### Insertion des piles



Insérez les piles (4 x AA) dans le compartiment à pile au dos de l'appareil comme indiqué sur l'image.

#### Ouverture de l'appareil



Ouvrez le Medelert en appuyant doucement avec le pouce sur la languette avant comme indiqué sur la photo. Surtout ne pas forcer, si l'appareil semble ne pas s'ouvrir, il est peut être verrouillé.

## Chargement du distributeur



Le Medelert est livré avec 4 disques pour des prises de médicament correspondant à 1 à 2 - 3 ou 4 fois par jour. Chaque disque précise le jour de la semaine (en anglais) soit « Mon » : Lundi, « Tue » : Mardi, « Wed » : mercredi, « Thu » : « Jeudi », « Fri » : Vendredi, « Sat » : Samedi, « Sun » : Dimanche.

Le disque correspondant à 1 prise par jour affiche uniquement les jours de la semaine.

Les disques avec 2, 3, 4 prises par jour affichent les moments de la journée (en anglais) en dessous le jour soit « Morn » : matin, « Noon » : midi, « Eve » : soir, « Btime » : coucher.

Il est ensuite de votre responsabilité de bien organiser le plateau afin de prendre le bon médicament au bon moment

Le rechargement du plateau va dépendre du nombre de prises par jour.

Pour 1 dose par jour, il faudra recharger tous les 28 jours, 2 doses par jour, il faudra remplir tous les 14 jours, 3 doses tous les 9 jours et 4 doses tous les 7 jours.


## Affichage 12h/24h

Par défaut le Medelert est réglé pour un affichage de l'heure sur 24 heures.

Pour passer à un affichage de 12 heures, il faut appuyer sur les boutons 2 et 3 en même temps. Le symbole AM (matin) ou PM (après midi) apparaît sur le côté droit de l'écran lorsque l'horloge est dans le format 12 heures de temps. Relâchez les boutons lorsque le format désiré est affiché. Pour retourner sur un affichage 24h, il faut refaire la même opération.

## Réglage de l'heure

Bouton 1 : bouton gauche ; Bouton 2 : bouton du milieu, Bouton 3 : bouton de droite



Appuyez et maintenez le bouton 1 quelques secondes jusqu'à ce que le: symbole clignote, puis relâchez.

Réglez l'heure en appuyant sur les boutons de 2 (heures) et 3 (minutes).

Sauvegarder le réglage en appuyant sur le bouton 1. Le symbole d'arrête alors de clignoter.

## Réglage des alarmes



Appuyez sur le bouton 1 et relâcher.  
Le symbole alarme 1 se met à clignoter.

Réglez l'alarme 1 en appuyant sur les boutons de 2 (heures) et 3 (minutes).

Appuyez sur le bouton 1 pour sauvegarder l'alarme passer au réglage de l'alarme suivante.  
Le symbole Alarme 2 commencera ensuite à clignoter. De la même manière, régler l'alarme 2 avec les touches 2 et 3.

Continuer comme ci-dessus pour régler les alarmes 3 et 4.

Terminez ensuite le réglage des alarmes en appuyant sur le bouton 1 jusqu'à ce que les symboles d'alarme cesse de clignoter.

### Annuler une alarme

Si vous voulez annuler une alarme, il faut utiliser la même procédure que pour régler une alarme mais il faut appuyer sur le bouton 2 jusqu'à atteindre 23h ou 11h. Si vous appuyer encore une fois sur le bouton 2, Le symbole -- : -- s'affiche alors sur l'écran ce qui signifie que l'alarme est désactivée.

## Réglage du type de sonnerie



Medelert propose 3 sonneries différentes ou un mode silencieux (alarme uniquement visuel).


Le type de sonnerie sélectionné est affiché sur l'écran avec les lettres A et B.

Sonnerie 1 : A  
Sonnerie 2 : B  
Sonnerie 3 : A et B

Silencieux : rien (pas de A ni de B)

Pour régler le type de sonnerie, appuyer sans relâcher le bouton 3, en même temps, appuyer quelques secondes sur le bouton 1, le type de sonnerie va changer et la lettre affichée sur l'écran également. Laisser le bouton 3 enfoncé, et appuyer de nouveau sur le bouton 1 quelques secondes, le type d'alarme va de nouveau changer.

### Verrouillage/Déverrouillage du MEDELERT




Insérez la clé et tourner à gauche ¼ de tour pour verrouiller. ¼ de tour à droite pour déverrouiller.

### Arrêt de l'alarme



Pour arrêter l'alarme, il faut prendre l'appareil et distribuer la dose dans la main ou dans un récipient approprié. La rotation de l'appareil stoppe l'alarme (il peut être nécessaire de retourner complètement l'appareil).

### Alerte piles faibles

Lorsque l'indicateur de batterie faible  apparaît sur l'écran LCD les piles sont faibles et doivent être remplacées.

### Nettoyage du plateau

Nettoyez le plateau avec un chiffon ou une éponge humide

### Garantie

Le produit est garanti 1 an. Cette garantie ne comprend pas l'usure de la pile ni une utilisation non conforme du matériel (choc, chute, projection d'eau, ...).

## Fonction Test



Le pilulier Medelert a une fonction intégrée de test. Pour entrer en mode Test, appuyez sur le bouton 1 pendant environ 12 secondes. CH devrait apparaître sur l'écran indique que le test est prêt. Pour effectuer le test, appuyez sur le bouton 2 et le distributeur passera par les modes d'essai suivant :



CH1 Tous les chiffres et symboles de l'écran s'allument



CH2 Le plateau tourne d'1 compartiment



CH3 L'alarme devrait sonner et le voyant lumineux s'allume.

Tourner l'appareil pour tester la fonction reset (comme lorsque vous prenez vos médicaments). L'alarme

sonore et visuelle doit alors s'arrêter et l'écran du pilulier affiche CH.

Si au lieu de retourner l'appareil, vous attendez 10secondes, l'écran affiche CH4.

Si le plateau ne tourne pas correctement, le moteur s'arrête après quelques secondes et le message d'erreur CH6 affichera à l'écran.

Si il y a un dysfonctionnement, remplacer les piles pour réinitialiser.

**Pour sortir du mode Test, appuyer sur le bouton 3**